

VCAM1 抗原（重组蛋白）

中文名称： VCAM1 抗原（重组蛋白）

英文名称： VCAM1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： vascular cell adhesion molecule 1; CD106; INCAM-100

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 200 amino acids of human VCAM1

技术规格

Full name:	vascular cell adhesion molecule 1
Synonyms:	CD106; INCAM-100
Swissprot:	P19320
Gene Accession:	BC068490
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene is a member of the Ig superfamily and encodes a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine-activated endothelium. This type I membrane protein mediates leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction, and may play a role in the development of atherosclerosis and rheumatoid arthritis. Three alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described for this gene.