

## 植物原花青素（Oligomeric Proantho Cyanidins, OPC）试剂盒

微量法 100T/48S

**注意：**正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

### 测定意义:

原花青素（Oligomeric Proantho Cyanidins, OPC）是一类黄烷醇单体及其聚合体的多酚化合物，广泛存在于植物的各种器官中，具有极强的抗氧化性和清除自由基的作用，广泛的应用于医药，食品，化妆品，保健品行业。

### 测定原理:

在酸性条件下，植物原花青素 A 环上的间苯二酚和间苯三酚与香草醛发生缩合反应，产生有色化合物，在 500nm 处有特征吸收峰，测定 500nm 光吸收值，可计算植物中原花青素的含量。

### 自备实验用品及仪器:

天平、常温离心机、可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96 孔板、蒸馏水、盐酸、无水乙醇和甲醇。

### 试剂组成和配制:

提取液：60%乙醇，自备，4℃保存。（60mL 无水乙醇溶于 40mL 蒸馏水）

试剂一：8%盐酸 10mL，自备，4℃保存。（800 μL 盐酸溶于 9.2mL 甲醇）

试剂二：粉剂 0.05g×1 瓶，4℃避光保存，临用前加 5mL 甲醇溶解。

测定工作液：临用前按照用量将试剂一和试剂二按照 1:1 混合。

空白工作液：临用前按照用量将试剂一和甲醇按照 1:1 混合。

### OPC 提取:

称取约 0.1g 样本，加入 2mL 提取液，匀浆后，60℃振荡提取 2h，10000g，25℃，离心 10min，取上清待测。

**测定操作表:**

- 1、分光光度计/酶标仪预热 30min，调节波长至 500nm，蒸馏水调零。
- 2、操作表

	对照管	测定管
样品 (μL)	40	40
测定工作液 (μL)		160
空白工作液 (μL)	160	

混匀，30℃水浴 30min，于微量石英比色皿/96 孔板中检测 500nm 处吸光值， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ ，每个测定管设一个对照管。

**OPC 计算公式:**

a.用微量石英比色皿测定的计算公式如下

标准曲线:  $y = 0.0194x + 0.0006$ ,  $R^2 = 0.999$

OPC 含量 (mg/g 鲜重) =  $(\Delta A - 0.0006) \div 0.0194 \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W) \times 10^{-3} = 0.515 \times (\Delta A - 0.0006) \div W$

$V_{\text{样总}}$ : 加入提取液体积, 2mL;  $V_{\text{反总}}$ : 反应总体积, 0.2mL;  $V_{\text{样}}$ : 反应中样品体积,

0.04mL;  $W$ : 样品质量, g

b.用 96 孔板测定的计算公式如下

标准曲线:  $y=0.0097x+0.0006$ ,  $R^2=0.999$

OPC 含量 (mg/g 鲜重) =  $(\Delta A - 0.0006) \div 0.0097 \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W) \times 10^{-3}$

=  $1.03 \times (\Delta A - 0.0006) \div W$

$V_{\text{样总}}$ : 加入提取液体积, 2mL;  $V_{\text{反总}}$ : 反应总体积, 0.2mL;  $V_{\text{样}}$ : 反应中样品体积,

0.04mL;  $W$ : 样品质量, g

**注意事项:**

- 1、配制好的试剂二应尽快使用, 4℃保存时间不超过一个月。
- 2、吸光度变化应该控制在 0.01~0.8 之间。否则加大样品量或稀释样品, 注意计算公式中参与计算的稀释倍数要相应改变。
- 3、最低检出限为  $10 \mu\text{g/g}$ 。