

磷钼酸水溶液(1%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

染色后用某些特定的溶液将组织过多结合的染色剂脱去，这个过程称为分化作用，所用的溶液称为分化液。磷钼酸水溶液(1%)用于多种组织染色后的分化，保证细不同组织间染色形成鲜明的对比。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
磷钼酸水溶液(1%)	100ml	RT	1份	1年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、分化时间根据染色深浅而定，一般 1~3min。

注意事项：

- 1、上述试剂均有刺激性，请小心操作。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

改良 Gomori 三色染色液
改良 Masson 三色染色液
核固红染色液(0.1%)
核固红染色液(0.2%)
肌纤维染色液(Puchtler 鞣酸偶氮荧光桃红法)
丽春红酸性品红染色液

