

EDTA 洗液(10%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

二乙胺四乙酸(EDTA)是一种重要的络合剂，多为 EDTA.2Na，用途很广，可用作漂白定影液、助染剂、抗凝剂、洗涤剂，在科研领域中多用作螯合剂，结合金属离子。

EDTA 洗液(10%)可用于清洗钙镁以及重金属离子，加热煮沸效果更好。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存温度	说明书
EDTA 洗液 (10%)	500ml	4℃	1 份

操作步骤 (仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

碳酸钠洗液(10%)
碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液(0.1mol/L, pH9.16-10.83)
痰消化液(Sputasol 法)
水合氯醛溶液(50%w_v)
水合氯醛溶液(5%w_v)
水合氯醛溶液(10%w_v)
实验动物脱毛剂(IV)
实验动物脱毛剂(III)
实验动物脱毛剂(II)
实验动物脱毛剂(I)

