

## BES 缓冲液(1mol/L,pH7.2)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

2-(二乙醇氨基)乙磺酸或 N,N-双(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸简称 BES，CAS 号为 10191-18-1，分子量为 213.2，是一种生物缓冲剂。BES buffer 经高压灭菌处理，pH 值为 7.2。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
BES 缓冲液(1mol/L,pH7.2)	50ml	RT	1 份	6 个月

### 操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项：

- 1、BES buffer(1mol/L,pH7.2)为无菌溶液，请注意无菌操作。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

BES 缓冲液 (1mol_L, pH7.2)
D-Hanks 平衡盐粉剂 (1×, 含酚红)
D-Hanks 平衡盐粉剂 (1×, 无酚红)
DMSO (细胞冻存)
Earle' s 平衡盐粉剂 (1×EBSS, 含钙镁糖)
Earle' s 平衡盐粉剂 (1×EBSS, 含钙镁糖酚红)