

## 氯化钠溶液(1mol/L,无菌)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

氯化钠(Sodiumchloride)俗称食盐，分子量为 58.5，分子式 NaCl，是多种科研试剂的基础成分，用途极为广泛；氯化钠溶液(1mol/L,无菌)由氯化钠、去离子水组成，经高压灭菌处理。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
氯化钠溶液(1mol/L,无菌)	500ml	4℃	1 份

### 操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项：

- 1、注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

MES+buffer (0.1mol_L, pH6.0)
MES+buffer (0.1mol_L, pH6.5)
MES+buffer (0.1mol_L, pH8.0)
PBS-BSA 溶液 (0.1%BSA, 无菌)
pH 计电极保护液
ProClin+300 抑菌剂
SDS 溶液 (10%)
SDS 溶液 (10%, pH7.2)
SDS 溶液 (20%)
SDS 溶液 (20%, pH7.2)

