

咪唑溶液(1mol/L)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

咪唑是含有两个间位氮原子的五元芳杂环化合物，CAS 号为 288-32-4，分子量为 68.08，可用作环氧树脂的固化剂以及抗菌的原料。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
咪唑溶液(1mol/L)	100ml	4℃	1 份

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Tris-HCl 缓冲液(2mol_L, pH7.0-9.0, 无菌)
Tris-HCl 缓冲液(3mol_L, pH7.0-9.0)
Tris-HCl 缓冲液(3mol_L, pH7.0-9.0, 无菌)
Tris-蔗糖溶液(10%)
Tris 缓冲盐溶液(0.05mol_L, pH8.0)
Tris 镁盐缓冲液(10×, pH7.8)
Tris 镁盐缓冲液(1×, pH7.8)
Triton+X-100 溶液(1%)
Triton+X-100 溶液(1%, 无菌)
Triton+X-100 溶液(10%)

