

## 无菌双蒸水说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

水(HO)是由氢、氧两种元素组成的物质，CAS 号为 7732-18-5，分子量为 18.02。双蒸水是指经过两次蒸馏的水，是通过蒸馏冷凝制得的水，所以里面的无机盐含量会很少，无菌双蒸水经高压灭菌处理，可用于细胞培养或其他科研用途。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存温度	说明书
无菌双蒸水	100ml/500ml	4℃	1 份

### 操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项：

- 1、无菌双蒸水为无菌溶液，请注意无菌操作。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

氯化钾饱和溶液
氯化铵溶液 (50mmol_L)
氯化铵溶液 (5mol_L)
氯化铵缓冲液 (0.2mol_L, pH8.0-10.0)
氯化锂乙醇溶液 (1mol_L)
氯化锂溶液 (1mol_L, 无菌)
氯化镁溶液 (1mol_L)
氯化镁溶液 (1mol_L, 无菌)
水合氯醛溶液 (10%w_v)
水合氯醛溶液 (5%w_v)

