

## 乙酸钾溶液(5mol/L,pH4.8)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介:

乙酸钾也称醋酸钾(KAc)，是常规分子生物学试剂。KAc(5mol/L,pH4.8)主要由 HAc、KOH 等组成，乙酸根为 5mol/L，调 pH 值至 4.8，常用于 DNA 乙醇沉淀等。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件	说明书
乙酸钾溶液(5mol/L,pH4.8)	500ml	4℃	1 份

### 操作步骤(仅供参考):

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品:

实验动物标记染色液(蓝色)
实验动物标记染色液(咖啡色)
实验动物标记染色液(红色)
实验动物标记染色液(黑色)
三氯化铁水溶液(30%)
三氯化铁水溶液(10%)
葡萄糖溶液(50%, 无菌)
葡萄糖溶液(20%, 无菌)
葡萄糖溶液(1mol_L, 无菌)
葡萄糖溶液(10%, 无菌)

