

醋酸白试剂说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

醋酸试验又称为醋酸白试验，是一种在性病临床上主要用于检测尖锐湿疣、尖锐湿疣亚临床表现或 HPV 潜伏感染的试验方法，由于尖锐湿疣、尖锐湿疣亚临床表现或 HPV 潜伏感染在临床上不十分典型或不能用肉眼见到，故通过涂醋酸后使其变白，可能使得病变明显易见，目的在于对尖锐湿疣的湿疣的诊断与鉴别诊断。

醋酸白试剂其原理是由于 HPV 感染细胞产生的角蛋白与正常的未感染上皮细胞产生的角蛋白不同，前者可被醋酸脱色变白而后者则不变白，该试剂敏感性较高，对确诊 HPV 感染特别是亚临床感染有帮助，但其他原因引起的慢性炎症致上皮增厚时也可出现假阳性反应，假阳性反应发白区的界限不清和不规则。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	规格	保存条件	说明书	有效期
醋酸白试剂	100ml	4℃避光	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、根据实验具体要求操作或参考如下步骤。
- 2、用棉签清除局部分泌物后，蘸取醋酸白试剂，涂在皮损及周围正常皮肤黏膜，2~5min 后观察，皮损变为白色、周围正常组织不变色为阳性。

注意事项：

- 1、密闭保存，一旦开启，尽快用完，否则易挥发。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

硝态氮检测试剂盒(磺胺比色法)

纤维素酶检测试剂盒(DNS 比色法)

无机磷检测试剂盒(紫外分光光度微板法)

无机磷检测试剂盒(紫外分光光度比色法)

无机磷检测试剂盒(米吐尔钼蓝微板法)
