

DAPI 染色封片剂说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

DAPI 荧光封片剂是一种专门用于染色体 C 带的 DA-DAPI 染色的减缓荧光淬灭的封固剂。DA 和 DAPI 易与 A-T 碱基对结合，DAPI 染色可同时检测 C 带和 G 带，进行 DA 对比染色后图像荧光强度减弱，只能特异的 C 带呈强荧光染色。按每个样本需要 50~100 μ l 封片剂计算，5ml 可以用于至少 50 样本的封片。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。