

苯酚碱性品红溶液(5%/0.5%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

碱性品红 (Fuchsin basic)，分子量为 337.85，分子式为 $C_{20}H_{20}ClN_3$ ，CAS 号为 632-99-5，碱性品红是非常强的细胞核染料，易使弹性组织、嗜品红颗粒染色，亦可以用于神经细胞核的染色和细菌的鉴别染色，常与其他染色剂合用对细胞核染色。

苯酚碱性品红溶液(5%/0.5%)主要由 5%苯酚、碱性品红、乙醇等组成，反复多次溶解而得，可以与苯酚一起做抗酸染色(主要为结核杆菌)，较少单独使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
苯酚碱性品红溶液(5%/0.5%)	100ml	RT	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、根据实验具体要求操作，较少单独使用。
- 2、亦可参考碱性品红水溶液(1%)操作。

注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

印度墨汁
吕氏碱性美蓝染色液(0.1%)
吕氏碱性美蓝染色液(0.23%)
固绿乙醇染色液(0.5%)
基底膜六胺银染色液(PASM)
明胶粘贴剂

