

HEPES 溶液(0.5mol/L,pH6.8-8.0,非无菌)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

培养基或其他用途缓冲液,可以较长时间控制恒定的 pH 值未无菌处理。pH 值根据客户需要定制,可选范围在 pH6.8~8.0 之间。-20℃可保存 4~6 个月。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。