

## 詹纳斯绿 B 染色液(0.5%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

詹纳斯绿 B(Janus Green B)又称健那绿，是一种活体染色剂，专一用于线粒体的染色，染色原理是其与线粒体中细胞色素 C 氧化酶结合，从而出现蓝绿色。詹纳斯绿 B 染色液(0.5%)由詹纳斯绿 B、某盐、去离子水等组成，染色过程中务必保持所取的材料活性，并且迅速操作。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。