

TSA 溶液(pH8.0)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱，分子式为 $C_4H_{11}NO_3$ ，相对分子量为 121.14，在 25℃ 下 pKa 为 8.1，Tris 缓冲液的有效缓冲范围在 pH7.0~9.2 之间，用来作为各种缓冲液的基础成分，调节酸碱度。TSA 溶液(pH8.0)由 10mM Tris-HCl (pH8.0)、140mM 氯化钠、防腐剂等组成，用于清洗和保存细胞。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
TSA 溶液(pH8.0)	500ml	RT	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作，无需稀释，直接使用。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

TEA-Tricine-SDS 电泳缓冲液 (20×, pH8.3)
TEA-Tricine-SDS 电泳粉剂 (1×)
SDS-PAGE 下层胶预混液 (6%)
SDS-PAGE 浓缩胶缓冲液 (4×, pH6.8)
SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒
SDS-PAGE 凝胶快速配制试剂盒