

E. coli MutL 蛋白说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

描述:

DNA 错配修复系统 (MMR) 主要由三种蛋白组成, 包括 MutS、MutL 和 MutH。其中 MutS 负责识别错配或未结合位点并与之结合, 随后 MutL 蛋白与 MutS-DNA 形成复合体, 增强其稳定性, 并激活 MutH 的内切酶活性, 协同解旋酶和单链结合蛋白将错配序列切除。MutL 蛋白具有依赖于 DNA 的 ATPase 活性, 在 DNA 错配修复中能够介导 MutS 和 UvrD 发挥作用, 因此其在错配修复中发挥重要作用。

组分

名称	50 µg
E.coli MutL Protein (0.5 µg/µl)	100 µl

储存: -20℃可保存 3 年。