

溴酚蓝蔗糖溶液(0.25%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

溴酚蓝蔗糖溶液(0.25%)是一种可用于 DNA 上样的缓冲液，溴酚蓝蔗糖溶液(0.25%)主要由溴酚蓝、二甲苯青 FF、蔗糖等组成，以溴酚蓝为指示剂，稀释后比重仍然较大，加样后易下沉，且颜色清晰可见，起到电泳指示的作用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
溴酚蓝蔗糖溶液(0.25%)	10ml	RT	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

SDS-PAGE 蛋白加样缓冲液(5×, 含 DTT)
SDS-PAGE 蛋白加样缓冲液(5×, 含 TCEP)
SDS-PAGE 分离胶缓冲液(4×, pH8.8)
SDS-PAGE 凝胶快速配制试剂盒
SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒
SDS-PAGE 浓缩胶缓冲液(4×, pH6.8)
SDS-PAGE 下层胶预混液(6%)