

# 无菌去离子水 (For PCR) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

## 产品简介：

水(H<sub>2</sub>O)是由氢、氧两种元素组成的物质，CAS 号为 7732-18-5，分子量为 18.02。去离子水是指除去了呈离子形式杂质后的纯水；Deionized Water 属于超纯水，专门用于 PCR 实验。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

## 产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
无菌去离子水(For PCR)	50ml	1 份	6 个月	RT

## 操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

## 注意事项：

- 1、Deionized Water (For PCR) 为无菌溶液，请注意无菌操作。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 相关产品：

细菌冻存液
一步法感受态细菌制备试剂盒
植物电穿孔缓冲液
转化储存液 (2×TSS, pH6.5)
三磷酸腺苷溶液 (ATP, 10mmol/L)
甜菜碱溶液 (5mol/L, PCR 级)