

通用显影定影粉套装

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

通用显影定影粉套装包含显影粉和定影粉各 1L，按步骤配制成溶液后即可使用，是用于 Western、Northern、Southern 等后续压片曝光后的显影和定影。配方特别适用于 X 光片，也可用于普通的黑白底片或照片。通用显影粉是通用显影液的粉剂状态，溶解于去离子水后即成为通用显影液。通用定影粉是通用定影液的粉剂状态，溶解于去离子水后即成为通用定影液。