

Acr-Bis(30%:1.6%,活性炭处理)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液又称 Acr-Bis，最常用的是 30%Acr-Bis(29:1)即为含 30% Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液，其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1，丙烯酰胺的总比例为 30%。

Acr-Bis(30%:1.6%，活性炭处理)中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 30:1.6，丙烯酰胺总量为 31.6%，经活性炭处理，常用于配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶)，如 SDS-PAGE 胶等，可以用于蛋白或核酸的分离。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。