

## 30% Acr-Bis (29:1) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品介绍：

30% Acr-Bis (29 : 1) 即为含 30% acrylamide-bisacrylamide 的水溶液，其中 acrylamide 和 bisacrylamide 的比例为 29 : 1。

30% Acr-Bis (29 : 1) 常用于配制各种浓度的变性及非变性聚丙烯酰胺凝胶 (PAGE 胶)，进行常规的蛋白或核酸电泳实验，使用方便。

储存条件：4℃避光保存

注意事项：30% Acr-Bis (29 : 1) 有一定得毒性，使用时请注意适当防护，为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。