

血钠(Na)含量(酶法)检测试剂盒

微板法 96 样

产品简介:

通过钠依赖性 β -半乳糖苷酶催化底物 ONPG (O-硝基酚- β -D-吡喃半乳糖) 的酶动力学反应检测钠, 其产物 O-硝基苯酚在 405nm 的吸光值与钠浓度成正比。

所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。

mlbio 酶联生物
Good elisakit producers