

罗伊氏乳杆菌 DSM17648

基本信息

菌株名称	罗伊氏乳杆菌 DSM17648
菌株编号	ml-CC1309
菌株品牌	酶联生物
细胞规格	咨询商铺
菌株抗性	无抗
菌株类别	其他杆菌
保存条件	斜面、穿刺菌和冻干粉应在 4-10 度保存，甘油菌在-80 度保存。
培养基	酪胨 10.0g, 牛肉粉 8.0g, 酵母粉 4.0 g, 葡萄糖 20.0 g, 硫酸镁 0.2 g, 乙酸钠 5.0 g, 柠檬酸三铵 2.0 g, 磷酸 氢二钾 2.0 g, 硫酸锰 0.05 g, 吐温 80 1.0 g, 蒸馏水 1000mL。 pH5.0。
培养温度	37°C
培养条件	兼性厌氧
培养时间	2-3 天
供应范围	仅供限于科研实验研究使用
运输方式	低温快递运输
菌株优势	酶联生物菌株库拥有 200 种菌株，遗传性状一致
特别说明	细胞购买/细胞培养/动物血清/实验服务/原代提取/菌株购买，请立即与酶联生物联系

售后服务

细胞予重发

1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。
2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。
3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。
4. 常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。
5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。
6. 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。

细胞不重发

1. 客户操作造成细胞污染，不重发。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。
4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。

特别说明

客户买细胞就找[上海酶联生物](#)，稳定传代，无污染，包存活，提供整体课题外包服务，光学成像，流式实验，电镜实验，动物实验，病理实验，分子生物学实验，细胞实验等，严格把

控产品质量，所有细胞产品均有细胞鉴别、无菌检查、支原体检查，为科研人员提供可靠放心的产品。