



邻苯二甲酸二甲酯抗原

邻苯二甲酸二甲酯抗原参数

中文名称：邻苯二甲酸二甲酯抗原

英文名称：Dimethyl phthalate coupling antigen

抗原货号：ml108781

蛋白载体：BSA/OVA

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 300000 以上

胶体金效价：1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

蛋白浓度：7.3 mg/ml

缓冲液：0.01M PBS PH7.4

储存：-20℃以下

有效期：2 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com