


鼠抗邻苯二甲酸二丁酯特异性单克隆抗体与偶联全抗原

摘要

邻苯二甲酸二丁酯特异性，无色油状液体，可燃，有芳香气味。蒸汽压 1.58kPa/200℃;闪点 172℃;熔点-35℃;沸点 340℃;溶解性:水中溶解度 0.04%(25℃)。易溶于乙醇、乙醚、丙酮和苯。



鼠抗邻苯二甲酸二丁酯特异性单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗邻苯二甲酸二丁酯特异性单克隆抗体

英文名称：Mouse Specific Monoclonal Antibody Against Dibutyl Phthalate

抗体货号：ml108857

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 1ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **邻苯二甲酸二丁酯特异性偶联全抗原**

邻苯二甲酸二丁酯特异性偶联全抗原参数

中文名称： 邻苯二甲酸二丁酯特异性偶联全抗原

英文名称： Dibutyl Phthalate Specificity-Protein Conjugate

抗原货号： ml108872

蛋白载体： 牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com