

www.mlbio.cn

mlbio

## 邻苯二甲酸二丁酯特异性免疫抗原(免疫完全抗原)

### 邻苯二甲酸二丁酯特异性免疫抗原参数

中文名称： 邻苯二甲酸二丁酯特异性免疫抗原(免疫专用完全偶联抗原)

英文名称： Di butyl phthalate specific immune antigen

抗原货号： ml108918

物理性状： 液体或者冻干固体

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 100000 以上

蛋白浓度： 3.7 mg/ml-18.6 mg/ml

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4

纯度： 95%以上

有效期： 2 年，避免反复冻融

用途： 免疫完全抗原，专门用于动物免疫制备高亲和力抗体使用



[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)

[微信公众号](#)

[手机官网](#)

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼**

**电 话: 4008-898-798**

**传 真: 021-66980655**

**E-MAIL: 2881505699@qq.com**