



邻苯二甲酸二甲酯免疫抗原(免疫完全偶联抗原)

邻苯二甲酸二甲酯免疫抗原参数

中文名称： 邻苯二甲酸二甲酯免疫抗原(免疫完全偶联抗原)

英文名称： Dimethyl phthalate immunogen (fully conjugated
immunogen)

抗原货号： ml108924

物理性状： 液体或者冻干固体

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 100000 以上

蛋白浓度： 3.7 mg/ml-18.6 mg/ml

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4

纯度： 95%以上

有效期： 2 年，避免反复冻融

用途： 免疫完全抗原，专门用于动物免疫制备高亲和力抗体使用

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com