


鼠抗苏丹红 1 号单克隆抗体(苏丹红 1 号抗原)

摘要

苏丹红 I 号：为黄或红色粉末，不溶于水，微溶于乙醇，易溶于油脂、矿物油、丙酮和苯。乙醇溶液呈紫红色，在浓硫酸中呈品红色，稀释后成橙色沉淀。



鼠抗苏丹红 1 号单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗苏丹红 1 号单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-Sudan Red 1 monoclonal antibody

抗体货号：ml109912

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgD

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 300000 以上

IC₅₀ : 0.5ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **苏丹红 1 号抗原**

苏丹红 1 号抗原参数

中文名称： 苏丹红 1 号抗原

英文名称： Sudan Red 1 Antigen

抗原货号： ml109918

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com