


鼠抗二氢睾酮单克隆抗体(二氢睾酮抗原)

摘要

二氢睾酮是由睾丸分泌的一种类固醇激素。是人体内主要的雄激素，与男性第二性征的发育有关。睾酮作为一种激素原，在芳香化酶的作用下可转变为 17 β -雌二醇。性状：结晶。一种促蛋白质合成的甾类化合物。



鼠抗二氢睾酮单克隆抗体参数

中文名称： 鼠抗二氢睾酮单克隆抗体

英文名称： Mouse anti-dihydrotestosterone monoclonal antibody

抗体货号： ml300056

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 300000 以上

IC₅₀ : 0.25ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： [二氢睾酮抗原](#)

二氢睾酮抗原参数

中文名称： 二氢睾酮抗原

英文名称： Total antigen of dihydrotestosterone

抗原货号： ml300057

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com