



血清淀粉样蛋白(SAA 蛋白)

血清淀粉样蛋白(SAA 蛋白)参数

货 号: ml300185

来源: 天然提取

蛋白浓度: 2mg/ml

蛋白纯度: 大于 80% (SDS-PAGE 电泳)

缓 冲 液: 0.01M PBS, PH 7.4

效 价: 西门子试剂检测浓度效价再 50 万左右

包装规格: 1 mg

保存条件: 密封避光保存-30±10℃, 避免反复冻融

用 途: 校准, 质控

稳 定 性: 冻融, 37 度破坏性实验发现抗原具有良好的稳定性

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com