



虾肌球蛋白(白对虾肌球蛋白)

虾肌球蛋白(白对虾肌球蛋白)参数

货 号: ml300189

来 源: 天然提取

蛋白浓度: 2mg/ml

蛋白纯度: 大于 80% (SDS-PAGE 电泳)

缓 冲 液: 0.01M PBS, PH 7.4

效 价: 推荐 ELISA 包被浓度 1:2000, 不同体系下效价不同

包装规格: 1 mg

保存条件: 密封避光保存-30±10℃, 避免反复冻融

稳 定 性: 冻融一次复检合格, 有效期两年

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com