



牛血清白蛋白 BSA 配对抗体

牛血清白蛋白 BSA 配对抗体参数

规格: 1mg / 支

浓度: 2-10mg / ml

亚型: IgG

特异性: 与其他蛋白没有交叉反应

应用: 可于免疫层析、ELISA、WB、IHC, 配对株号小鼠单克隆抗体 7D4/7

C11/2E2 与兔多抗配对; 推荐 7D4/7 C11/2E2 划线, 兔多抗标记

纯化方式: 亲和层析纯化, 纯度>95%

储存: -20℃, 避免反复冻融

抗原: 牛血清白蛋白 BSA, 纯度>98%

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com