


鼠抗皮质醇单克隆抗体(皮质醇抗原)

摘要

皮质醇，也可称为“氢化可的松”，是肾上腺在应激反应里产生的一种类激素。

C₂₁H₃₀O₅, 11 β , 17 α , 21-三羟基-4-娠烯-3, 20-二酮。又称氢皮质素或化合物 F (compoundF) 。



鼠抗皮质醇单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗皮质醇单克隆抗体

英文名称：Rats anti-cortisol monoclonal antibody

抗体货号： ml300097

株 号： 5A2 13D4

特 异 性： CORT-1 和 CORT-2-皮质醇 BSA 结合物和游离皮质醇。与 BSA 没有交叉反应。

类固醇	CORT-1	CORT-2
皮质醇	100	100
11-脱氧皮质醇	N/A	N/A
泼尼松龙	N/A	N/A
肾上腺酮	20	49
11-脱氧皮质酮	N/A	N/A
孕酮	N/A	N/A
羟孕酮	0	0
睾酮、雌二醇、雌三醇	N/A	N/A
达那唑	N/A	N/A

物理性状： 液体，避免反复冻融

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG1

应 用： 皮质醇的检测

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

纯 化： 蛋白色谱分析

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

材料安全注意事项： 本产品仅供研究使用。产品中含有叠氨酸钠作为防腐剂，
处理时适当注意。

关联产品： **皮质醇抗原**

皮质醇抗原参数

中文名称： 皮质醇抗原

英文名称： Cortisol Total Antigen

抗原货号： ml300099

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com