



鼠抗铜单克隆抗体(铜抗原)

摘要

铜淡红色而有光泽的金属，质地坚韧、富延展性且有很高的导热和导电性。

溶解情况：不溶于盐酸或稀硫酸。溶于硝酸和热浓硫酸。遇碱被腐蚀。

鼠抗铜单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗铜单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-copper monoclonal antibody

抗体货号：ml300130

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.2ppb(μg/Kg)

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **铜抗原**

铜抗原参数

中文名称： 铜抗原

英文名称： Copper whole antigen

抗原货号： ml300131

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com