


鼠抗孔雀石绿单克隆抗体(孔雀石绿抗原)

摘要

孔雀石绿:绿色有金属光泽的晶体, 易溶于水, 溶于乙醇、甲醇和戊醇, 水溶液呈蓝绿色, pH0.0 以下呈黄色.可用作生物染色剂, 把细胞或细胞组织染成蓝绿色, 方便在显微镜下研究, 可用于植物病毒感染的宿主细胞染色, 细菌、芽胞染色, 红细胞、蛔虫卵染色。



鼠抗孔雀石绿单克隆抗体参数

中文名称： 鼠抗孔雀石绿单克隆抗体

英文名称： Mouse anti-malachite green monoclonal antibody

抗体货号： ml300151

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.8ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **孔雀石绿全抗原**

孔雀石绿全抗原参数

中文名称： 孔雀石绿全抗原

英文名称： Malachite green antigen

抗原货号： ml300156

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com