


鼠抗喹乙醇代谢物单克隆抗体(喹乙醇代谢物抗原)

摘要

喹乙醇代谢物属于喹噁啉类药物，为淡黄色结晶粉末,无臭、味苦;溶于沸水,微溶于冷水。是人工合成的广谱抗生素，具有良好的抗菌促生长作用和药动学特性，广泛应用作猪、鸡和水产的料添加剂。



鼠抗喹乙醇代谢物单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗喹乙醇代谢物单克隆抗体

英文名称：Monoclonal antibody against quinolone metabolite in mice

抗体货号：ml300158

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgA

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 300000 以上

IC₅₀ : 0.8ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **喹乙醇代谢物抗原**

喹乙醇代谢物抗原参数

中文名称： 喹乙醇代谢物抗原

英文名称： Olaquindol metabolite antigen

抗原货号： ml300014

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com