


鼠抗喹乙醇单克隆抗体(喹乙醇抗原)

摘要

喹乙醇,属喹恶啉类,又名喹酰胺醇,商品名倍育诺、快育灵等,是一种化学合成抗菌促生长剂。喹乙醇的物理性质本品为淡黄色结晶粉末,无臭、味苦;溶于沸水,微溶于冷水,不溶于一般有机溶剂;该物质很稳定,对热不敏感,但其纯品对光敏感,光照使其分解为棕色或深棕色。



鼠抗喹乙醇单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗喹乙醇单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-quinolone monoclonal antibody

抗体货号：ml300160

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgA

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.8ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **喹乙醇抗原**

喹乙醇抗原参数

中文名称： 喹乙醇抗原

英文名称： Olaquindol antigen

抗原货号： ml300013

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com