


鼠抗吡虫啉单克隆抗体(吡虫啉抗原)

摘要

吡虫啉是无色晶体，有微弱气味，熔点 143.8℃，吡虫啉是烟碱类超高效杀虫剂，具有广谱、高效、低毒、低残留，害虫不易产生抗性，对人、畜、植物和天敌安全等特点，并有触杀、胃毒和内吸等多重作用。害虫接触药剂后，中枢神经正常传导受阻，使其麻痹死亡。产品速效性好，药后 1 天即有较高的防效，残留期长达 25 天左右。药效和温度呈正相关，温度高，杀虫效果好。主要用于防治刺吸式口器害虫。



鼠抗吡虫啉单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗吡虫啉单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-imidacloprid monoclonal antibody

抗体货号：ml300171

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 300000 以上

IC₅₀ : 0.1ppb(μg/Kg)

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存：-20℃以下

有效期：3 年，避免反复冻融

关联产品：[吡虫啉抗原](#)

吡虫啉抗原参数

中文名称：吡虫啉抗原

英文名称：Imidacloprid antigen

抗原货号：ml300172

蛋白载体：BSA/OVA/KLH

物理性状：液体，避免反复冻融

蛋白浓度：5.0 mg/ml

缓 冲 液：0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件：-20℃以下

有 效 期：2 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com