



鼠抗犬血红蛋白配对单克隆抗体

鼠抗犬血红蛋白配对单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗犬血红蛋白配对单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-Canine hemoglobini antibody

抗体货号：ml109610

抗体亚型：IgG

特异性：与其他物种没有交叉反应

浓 度：2-10mg/ml

规 格：1mg/支

应 用：可于免疫层析、WB、LF、CLIA、EIA

储 存：-20℃以下

有 效 期：5 年，避免反复冻融

缓 冲 液：PBS, pH 7.4, 0.02 % sodium azide (NaN₃)

配对抗体：1A4/1H4 1B10/1A3

纯化方式：亲和层析纯化，纯度>99%

www.mlbio.cn

免疫抗原： 纯化的犬血红蛋白抗原



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com