



## 扑草净偶联全抗原

### 扑草净偶联全抗原参数

中文名称：扑草净偶联全抗原

英文名称：Monoclonal antigen against Pucaojing

抗体货号：ml109087

蛋白载体：牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状：液体，避免反复冻融

蛋白浓度：5.0 mg/ml

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件：-20℃以下

有效期：2年，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价：1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)



微信公众号



手机官网

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼**

**电 话: 4008-898-798**

**传 真: 021-66980655**

**E-MAIL: 2881505699@qq.com**