



生鲜乳中多菌灵快速检测卡

生鲜乳中多菌灵参数

产品简介

本产品为多菌灵胶体金快速定性检测卡，试纸条，用于定性检测生鲜乳中多菌灵残留，整个检测过程（包括样本前处理）检测生鲜乳样本需要约 5 分钟，检测生鲜乳的检测限为 5ppb。

检测生鲜乳定性快速检测卡相关产品如下：

以下产品均可定制荧光、量子点定量检测卡：

β -内酰胺酶快速检测卡 头孢氨苄快速检测卡 头孢噻夫快速检测卡 氯霉素快速检测卡 四环素快速检测卡 氟苯尼考快速检测卡 林可霉素快速检测卡 氟喹诺酮类快速检测卡 磺胺类快速检测卡 庆大霉素快速检测卡 甲矾霉素快速检测卡 红霉素快速检测卡 克拉霉素快速检测卡 地塞米松快速检测卡 替米考星快速检测卡 泰乐菌素快速检测卡 新霉素快速检测卡 链霉素快速检测卡 三甲氧苄胺嘧啶快速检测卡 安乃近代谢物快速检测卡 美洛昔康快速检测卡 氯羟吡啶快速检测卡 甲硝唑快速检测卡 卡那霉素快速检测卡

测卡 黄曲霉毒素 M1 快速检测卡 玉米赤霉烯醇快速检测卡 苯甲酸快速
检测卡 三聚氰胺快速检测卡 羊奶掺假快速检测卡 骆驼奶掺假快速检测卡
多菌灵/阿苯达唑快速检测卡 吡虫啉快速检测卡 克百威快速检测卡 百菌
清快速检测卡 啉虫脒快速检测卡 甲萘威快速检测卡 百草枯快速检测卡
 β -内酰胺类抗生素快速检测卡

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com