



鼠抗氨基甲酸酯类单克隆抗体与偶联全抗原

鼠抗氨基甲酸酯类单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗氨基甲酸酯类单克隆抗体

英文名称：Mouse Anti Carbamate Monoclonal Antibody

抗体货号：ml108797

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG

物理性状：液体，避免反复冻融

IC₅₀：1ppb(μg/Kg)

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储存：-20℃以下

有效期：3 年，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1:200000 以上

交叉反应率：克百威 100%，异丙威 70%

关联产品：[氨基甲酸酯类偶联全抗原](#)

氨基甲酸酯类偶联全抗原参数

中文名称：氨基甲酸酯类偶联全抗原

英文名称：Carbamate-Protein Conjugate

抗原货号：ml300419

蛋白载体：牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状：液体，避免反复冻融

蛋白浓度：5.0 mg/ml

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件：-20℃以下

有效期：2年，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价：1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com