


鼠抗百菌清单克隆抗体与偶联全抗原

摘要

百菌清是广谱、保护性杀菌剂。作用机理是能与真菌细胞中的三磷酸甘油醛脱氢酶发生作用，与该酶中含有半胱氨酸的蛋白质相结合，从而破坏该酶活性，使真菌细胞的新陈代谢受破坏而失去生命力。百菌清没有内吸传导作用，但喷到植物体上之后，能在体表上有良好的黏着性，不易被雨水冲刷掉，因此药效期较长。



鼠抗百菌清单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗百菌清单克隆抗体

英文名称：Mouse Anti Chlorothalonil Monoclonal Antibody

抗体货号：ml108800

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 1ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **百菌清偶联全抗原**

百菌清偶联全抗原参数

中文名称： 百菌清偶联全抗原

英文名称： Chlorothalonil-Protein Conjugate

抗原货号： ml108809

蛋白载体： 牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com