


鼠抗多效唑单克隆抗体与偶联全抗原

摘要

多效唑, 化学名称: (2RS,3RS)-1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-2- (1H-1, 2, 4-三唑-1-基)戊-3-醇, 原药为白色固体, 熔点: 165-166°C, 蒸气压: 0.001mPa(20°C), 密度: 1.22g/ml, KowlogP=3.2, 溶解度: 水 26mg/L(20°C), 丙酮 110, 环己酮 180, 二氯甲烷 100, 己烷 10, 二甲苯 60, 甲醇 150, 丙二醇 50(g/L, 20°C)。



鼠抗多效唑单克隆抗体参数

中文名称： 鼠抗多效唑单克隆抗体

英文名称： Mouse Anti Paclobutrazol Monoclonal Antibody

抗体货号： ml108856

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.5ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **多效唑偶联全抗原**

多效唑偶联全抗原参数

中文名称： 多效唑偶联全抗原

英文名称： Paclobutrazol-Protein Conjugate

抗原货号： **XXXX**

蛋白载体： 牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com