



抗邻苯二甲酸二丁酯单克隆抗体

抗邻苯二甲酸二丁酯单克隆抗体参数

中文名称： 抗邻苯二甲酸二丁酯单克隆抗体

英文名称： Anti-Dibutyl phthalate monoclonal antibody

抗体货号： ml108948

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG2a

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 400000 以上

IC50： 20 ppb

Elisa 灵敏度： 2ppb

胶体金灵敏度： 150ppb, 完全消线

蛋白浓度： 6mg/ml

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com