



鼠抗甲基对硫磷单克隆抗体

摘要

甲基对硫磷其化学式为 6-甲基-4-(二甲氨基)-3,5,10,12,12a-五羟基-1,11-二氧代-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-八氢-2-并四苯甲酰胺，密度为 1.63 g/cm³，熔点在 206-209°C 之间的一种黄色晶体粉末化合物。临床上属于四环类抗生素，具有良好的临床效果。

鼠抗甲基对硫磷单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗甲基对硫磷单克隆抗体

英文名称：Mouse Monoclonal Antibody Against Parathion Methyl

抗体货号：ml108995

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 1ppb(μg/Kg)

www.mlbio.cn

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com