


鼠抗诺氟沙星单克隆抗体

摘要

诺氟沙星氟哌酸; 1-乙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸;力醇罗片; 淋克小星; ;力醇罗; 氟哌酸; 淋沙星; 淋克星。化学式为 C₁₆H₁₈FN₃O₃, 分子量为 319.3, 密度为 1.344 g/cm³, 熔点在 218~224 °C, 本品为类白色至淡黄色结晶性粉末; 无臭, 味微苦; 有引湿性。常温常压下稳定。



鼠抗诺氟沙星单克隆抗体参数

中文名称： 鼠抗诺氟沙星单克隆抗体

英文名称： Anti-Norfloxacin monoclonal antibody

抗体货号： ml108998

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 400000 以上

IC₅₀ : 0.6ppbb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com