



多效唑免疫抗原免疫完全抗原

多效唑免疫抗原免疫专用完全偶联抗原参数

中文名称：多效唑免疫抗原免疫专用完全偶联抗原

英文名称：PBZ-KLH/ PBZ-BSA

抗原货号：ml109252

物理性状：液体或者冻干固体

缓冲液：0.01M PBS PH7.4

纯度：95%以上

储存：-20℃以下

用途：免疫完全抗原，专门用于动物免疫制备高亲和力抗体使用

有效期：2年，避免反复冻融

蛋白浓度：3.7 mg/ml-18.6 mg/ml

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 100000 以上

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com