



HRP 兔抗小鼠二抗 IgG(H+L)

摘要

辣根过氧化物酶(horse radish peroxidase, 简称 HRP, EC.1.11.1.7)是一种含亚铁血红素的蛋白质, HRP 广泛分布于植物界, 它是由无色的酶蛋白和棕色的铁卟啉结合而成的糖蛋白, 糖含量 18%。HRP 由多个同功酶组成, Mr 在 40000 左右, 等电点 7.2。溶于水, 溶解度为 5%(W/V), 溶液呈棕红色, 透明。

HRP 标记兔抗小鼠二抗参数

中文名称： HRP 标记兔抗小鼠抗体

英文名称： HRP Polyclonal Rabbit Anti-Mouse IgG(h+l)

抗体货号： ml109574

物理性状： 液体, 避免反复冻融

ELISA 效价： 效价、特异性质量等同于 Jackson 品牌。

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4+50%甘油 、可冻干成固体。

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年, 避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com