



AP 标记羊抗鼠二抗

摘要

碱性磷酸酶广泛分布于人体的骨骼、肠、肾脏、肝脏、胎盘等组织，以肝脏最多。是临床上常用的筛查诊断肝胆疾病及骨病的一个检测指标。碱性磷酸酶(AP)用于标记抗体,常用戊二醛一步法,将酶和单抗混合,再加入适量戊二醛,使酶和抗体蛋白的 NH₂ 分别与两个醛基结合,制备成结合物。

AP 标记羊抗鼠抗体参数

中文名称： AP 标记羊抗鼠抗体

英文名称： AP-GOAT-anti-MOUC

抗体货号： ml109602

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下建议 1：500-2000

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4+50%甘油 、可冻干成固体。

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com